

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre našu inovatívnu bezpečnú metódu bielenia zubov. Záleží nám na Vašej spokojnosti a dosiahnutí čo najlepšieho výsledku pri dodržaní zásad bezpečnosti.

Skôr, ako začnete s aplikáciou, je pre nás dôležité vysvetliť Vám, akým spôsobom náš systém funguje. Pred začatím si pozorne prečítajte pokyny na použitie a postupujte podľa nich.

Náš smart systém bielenia zubov využíva technológiu bieleho studeného svetla vysokej intenzity v kombinácii náustkom a profesionálnym bieliacim gélom na báze 12% PAP (kyselina ftalimidoperoxykaprónová). Lúč svetla reaguje s gélom, aktivuje v ňom bieliace zložky, ktoré sa postarajú o účinné odstránenie povlaku a škvrn z povrchu zubov.

Mäkký náustok, vyrobený z medicínskeho silikónu je vyvinutý tak, aby ste sa pri jeho použití cítili pohodlne a zároveň aby pri zahryznutí do neho bieliaci gél obsahoval celú plochu bieleného chrupu.

## Návod na použitie

### Sada na domáce bielenie zubov



#### krok po kroku k bielemu úsmevu



1. Začnite dôkladným umytím zubov a vypláchnutím úst.



2. Pred prvým použitím vytiahnite plastovú pásku spod batérií.



3. Pripojte náustok k svetelnému zdroju.



4. Naplňte náustok gélom.



5. Nechajte pôsobiť so zapnutým svetlom 30 minút.



6. Vypláchnite ústa a umyte náustok

#### Postup použitia

1. Umyte a vysušte náustok, zuby si dôkladne umyte zubnou pastou a vypláchnite si ústa.
2. Vytiahnite izoláciu spod batérií a vložte batérie naspať do svetelného zdroja.
3. Pripojte náustok k bieliacemu svetelnému zdroju.
4. Aplikujte 0,5ml striekačky bieliaceho gélu na každú stranu náustku tak, aby gél pokryl celú prednú časť bielených zubov, nie však ďasná.
5. Vložte si náustok do úst, jemne zahryznite. Zvyšky gélu, ktoré sú v kontakte s ďasnami, zotrite.
6. Stlačte tlačidlo na svetelnom zdroji, zatvorte ústa a nechajte svetelný lúč 30 minút pôsobiť.
7. Po 30 minútach vytiahnite náustok z úst.
8. Vypláchnite si ústa teplou vodou, odpojte náustok od svetelného zdroja a umyte ho.
9. Vykonávajte tento postup denne po dobu 6 po sebe nasledujúcich dní.

Produkt využíva patentovanú smart technológiu

## GlorySmile®



#### Zloženie

sorbitol (E420), voda, kyselina ftalimidoperoxykaprónová (PAP), propylénglykol (E490), glycerín, dusičnan draselný (E252), PEG-8, Hydroxylapatit (vápnik, fosfor), Karboxymetylcelulóza (E466), stabilizátor E1525, xantánová guma, sacharín (sladidlo), mentol (ochucovadlo), konzervant metylparabén (E218), šťava z listov rastliny ALOE pravej, výťažok z kvetov rumančeka pravého, výťažok z jadier granátového jablka, jedlá sóda, konzervant E216.

#### Rozsah použitia

1. Žlté alebo škvrnité zuby, spôsobené fajčením, pitím čaju, kávy a podobne.
2. Vekom zažltnuté alebo škvrnité zuby.
3. Mierna alebo stredná tetracyklínová pigmentácia zubov alebo zubná flóroza.
4. Pre každého, kto chce mať belší a žiarivejší úsmev.

#### Skladovanie

Chráňte pred slnkom a uschovajte na chladnom mieste.

#### Životnosť

12 mesiacov

#### Upozornenie

1. Voda po výplachu ústnej dutiny by mala byť zo zubov pred aplikáciou bielenia vysušená.
2. Zostatková voda a sliny zriedia koncentráciu bieliaceho gélu a znižujú účinnosť bielenia.

3. Bielenie zubov je zásahom do povrchu zubnej skloviny, čo môže spôsobiť ich citlivosť, čo je normálny jav. U niektorých ľudí je citlivosť zubov po aplikácii bielenia zanedbateľná, u iných môže byť intenzívnejšia. V prípade miernych ťažkostí je možné použiť desenzibilizačný gél na zmiernenie citlivosti zubov, v prípade pocitu závažnejších komplikácií, prosíme skráťte čas aplikácie, alebo ukončite proces bielenia.

4. Vyhňte sa nanášaniu gélu priamo na ďasná a prípadný vytlačený zvyšok z ďasien zotrite pred svetelnou aktiváciou bielenia.

5. Prípadné zvyšky gélu, ktoré sa dostali na pokožku, prípadne oblečenie, je potrebné bezodkladne odstrániť.

6. Injekčnú striekačku je potrebné po aplikácii gélu ihneď uzatvoriť, aby sa predišlo odparovaniu účinných látok a degradácii gélu.

7. Produkt je potrebné uchovávať mimo dosahu detí.


#### Výstraha

1. Nevhodné pre keramické korunky a protézy.
2. Nevhodné na odstránenie zmeny farby zubov léziami alebo liekmi.
3. Nevhodné pre ťažko tetracyklínové poškodené zuby
4. Nevhodné pre zuby s poškodenou sklovinou a vyvíjaný dentín.
5. Nevhodné pre deti do 16 rokov
6. Nevhodné pre tehotné ženy.

## krok po kroku k bielemu úsmevu



1. Začnite dôkladným umytím zubov a vypláchnutím úst.



2. Pred prvým použitím vyťahnite plastovú pásku spod batérií.



3. Pripojte náustok k svetelnému zdroju.



4. Naplňte náustok gélom.



5. Nechajte pôsobiť so zapnutým svetlom 30 minút.



6. Vypláchnite ústa a umyte náustok

## Postup použitia

1. Umyte a vysušte náustok, zuby si dôkladne umyte zubnou pastou a vypláchnite si ústa.
2. Vyťahnite izoláciu spod batérií a vložte batérie naspäť do svetelného zdroja.
3. Pripojte náustok k bieliacemu svetelnému zdroju.
4. Aplikujte 0,5ml striekačky bieliaceho gélu na každú stranu náustku tak, aby gél pokryl celú prednú časť bielených zubov, nie však ďasná.
5. Vložte si náustok do úst, jemne zahryznite. Zvyšky gélu, ktoré sú v kontakte s ďasnami, zotrite.
6. Stlačte tlačidlo na svetelnom zdroji, zatvorte ústa a nechajte svetelný lúč 30 minút pôsobiť.
7. Po 30 minútach vyťahnite náustok z úst.
8. Vypláchnite si ústa teplou vodou, odpojte náustok od svetelného zdroja a umyte ho.
9. Vykonávajte tento postup denne po dobu 6 po sebe nasledujúcich dní.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre našu inovatívnu bezpečnú metódu bielenia zubov. Záleží nám na Vašej spokojnosti a dosiahnutí čo najlepšieho výsledku pri dodržaní zásad bezpečnosti.

Skôr, ako začnete s aplikáciou, je pre nás dôležité vysvetliť Vám, akým spôsobom náš systém funguje. Pred začatím si pozorne prečítajte pokyny na použitie a postupujte podľa nich.

Náš smart systém bielenia zubov využíva technológiu bieleho studeného svetla vysokej intenzity v kombinácii náustkom a profesionálnym bieliacim gélom na báze 12% PAP (kyselina ftalimidoperoxykaprónová). Lúč svetla reaguje s gélom, aktivuje v ňom bieliace zložky, ktoré sa postarajú o účinné odstránenie povlaku a škvrn z povrchu zubov.

Mäkký náustok, vyrobený z medicínskeho silikónu je vyvinutý tak, aby ste sa pri jeho použití cítili pohodlne a zároveň aby pri zahrynutí do neho bieliaci gél obsiahol celú plochu bieleného chrupu.

## Zloženie

sorbitol (E420), voda, kyselina ftalimidoperoxykaprónová (PAP), propylénglykol (E490), glycerín, dusičnan draselný (E252), PEG-8, Hydroxylapatit (vápnik, fosfor), Karboxymetylcelulóza (E466), stabilizátor E1525, xantánová guma, sacharín (sladidlo), mentol (ochucovadlo), konzervant metylparabén (E218), šťava z listov rastliny ALOE pravej, výťažok z kvetov rumančeka pravého, výťažok z jadier granátového jablka, jedlá sóda, konzervant E216.

## Rozsah použitia

1. Žlté alebo škvrnité zuby, spôsobené fajčením, pitím čaju, kávy a podobne.
2. Vekom zažltnuté alebo škvrnité zuby.
3. Mierna alebo stredná tetracyklínová pigmentácia zubov alebo zubná flóroza.
4. Pre každého, kto chce mať belší a žiarivejší úsmev.

## Skladovanie

Chráňte pred slnkom a uschovajte na chladnom mieste.

## Životnosť

12 mesiacov

## Upozornenie

1. Voda po výplachu ústnej dutiny by mala byť zo zubov pred aplikáciou bielenia vysušená.
2. Zostatková voda a sliny zriedia koncentráciu bieliaceho gélu a znižujú účinnosť bielenia.

3. Bielenie zubov je zásahom do povrchu zubnej skloviny, čo môže spôsobiť ich citlivosť, čo je normálny jav. U niektorých ľudí je citlivosť zubov po aplikácii bielenia zanedbateľná, u iných môže byť intenzívnejšia. V prípade miernych ťažkostí je možné použiť desenzibilizačný gél na zmiernenie citlivosti zubov, v prípade pocitu závažnejších komplikácií, prosíme skráťte čas aplikácie, alebo ukončite proces bielenia.
4. Vyhňte sa nanášaniu gélu priamo na ďasná a prípadný vytlačený zvyšok z ďasien zotrite pred svetelnou aktiváciou bielenia.
5. Prípadné zvyšky gélu, ktoré sa dostali na pokožku, prípadne oblečenie, je potrebné bezodkladne odstrániť.
6. Injekčnú striekačku je potrebné po aplikácii gélu ihneď uzatvoriť, aby sa predišlo odparovaniu účinných látok a degradácii gélu.
7. Produkt je potrebné uchovávať mimo dosahu detí.

## Výstraha

1. Nevhodné pre keramické korunky a protézy.
2. Nevhodné na odstránenie zmeny farby zubov léziami alebo liekmi.
3. Nevhodné pre ťažko tetracyklínové poškodené zuby
4. Nevhodné pre zuby s poškodenou sklovinou a vyvíjaný dentín.
5. Nevhodné pre deti do 16 rokov
6. Nevhodné pre tehotné ženy.

## Návod na použitie

Sada na domáce bielenie zubov